

# GENTAFIX® 1



## АКРИЛОВЫЙ КОСТНЫЙ ЦЕМЕНТ с гентамицином

GENTAFIX® 1 рентгеноконтрастный, стерильный, самозатвердевающий костный цемент

- Содержит гентамицин (антибиотик аминогликозидной группы)
- Создан для артропластики
- Обеспечивает быструю и стабильную фиксацию имплантатов
- Идеально соответствует нуждам хирургов

**GENTAFIX® 1** : цемент стандартной вязкости

# GENTAFIX® 1

## Преимущества костного цемента нового поколения


- Механические свойства выше стандарта ISO 5833
- Низкий тепловой эффект реакции in situ
- Низкий уровень свободного мономера
- Стабильная фиксация имплантата
- Сульфат бария в качестве рентгеноконтраста
- Легко готовится с помощью чаши и шпателя или вакуумного миксера

### GENTAFIX® обеспечивает локальную антибиотикотерапию


Гентамицин - антибиотик широкого спектра. Содержание его в одной дозе цемента оптимизированно для длительного действия и предотвращения инфекции.

## Механические свойства выше стандарта ISO 5833:

Устойчивость к сжатию (МПа) Модуль эластичности (МПа) Устойчивость к сгибанию (МПа)



Динамика высвобождения гентамицина in vivo



## Показания

Фиксация имплантатов у пациентов с высоким риском инфекции, ревизионное эндопротезирование и при краниопластике.

## Хранение

Цемент поставляется в стерильной упаковке, готовый к использованию. Должен храниться в закрытой упаковке в сухом, темном и чистом помещении при максимальной температуре в 25°C.

### Расфасовка

Жидкость: в ампуле  
Порошок: в двойном пакете

### ОПИСАНИЕ

GENTAFIX® 1 - 40 г порошка и 14,4 г жидкости  
GENTAFIX® 1 - 20 г порошка и 7,2 г жидкости  
ЧАША СО ШПАТЕЛЕМ - упаковка из 10 шт (не стерильно)  
ЧАША СО ШПАТЕЛЕМ - упаковка из 1 шт (стерильно)  
ШПРИЦ с длинной канюлей - 1 шт  
ШПРИЦ с коротким носиком - 1 шт

### АРТИКУЛ

T040140G  
T040340G  
T060404  
T060403  
T060405  
T060402



Class III



### Дистрибьютор в РФ:

ООО «Госпитальный консалтинг»  
127473 г. Москва  
ул. Краснопролетарская д.16, стр.3, подъезд 8,  
офис 3/12  
Телефон/факс (495) 721 37 73  
info@ch-ru.ru, www.ch-ru.ru

### Head office:

8, rue du Corps Franc-Pommiès  
65500 VIC en BIGORRE (France)  
Tél (33) 5 62 96 88 38  
Fax (33) 5 62 96 28 72

Manufactured by

