

CEMFIX® 1



АКРИЛОВЫЙ КОСТНЫЙ ЦЕМЕНТ

CEMFIX® 1 рентгеноконтрастный, стерильный, самозатвердевающий костный цемент

- Показан к применению в артро- и краниопластике
- Для быстрой и стабильной установки имплантов
- Идеален для хирургии суставов

CEMFIX® 1 : цемент стандартной вязкости





CEMFIX® 1

Преимущества цемента

- Механические свойства выше стандарта ISO 5833
- Низкий уровень свободного мономера
- Стабильная фиксация имплантата
- Быстрая фаза затвердевание предупреждает микроподвижность
- Сульфат бария в качестве рентгеноконтрастного вещества
- Легко готовится с помощью чаши и шпателя или вакуумного миксера

Механические свойства выше стандарта ISO 5833:

Устойчивость к сжатию (МПа) Устойчивость к сгибанию (МПа) Модуль эластичности (МПа)



CEMFIX® хорошо внедряется в кость, несмотря на давление крови в ране

Показания

Фиксация имплантата к живой кости при артропластике, реконструкции разрушенных суставов и при краниопластике.

Хранение

Цемент поставляется в стерильной упаковке, готовый к использованию. Должен храниться в закрытой упаковке в сухом, темном и чистом помещении при максимальной температуре в 25°C.

Расфасовка

Жидкость: в ампуле

Порошок: в двойном пакете

ОПИСАНИЕ

Для артропластики
CEMFIX® 1 - 40 g порошка и 14,4 g жидкости
CEMFIX® 1 - 20 g порошка и 7,2 g жидкости
ЧАША СО ШПАТЕЛЕМ - упаковка из 10 шт (не стерильно)
ЧАША СО ШПАТЕЛЕМ - упаковка из 1 шт (не стерильно)
ШПРИЦ с длинной канюлей - 1 шт
ШПРИЦ с коротким носиком - 1 шт
Для краниопластики
CEMFIX® 1 - 20 g
CEMFIX® 1 - 40 g

АРТИКУЛ

T040140
T040120
T060404
T060403
T060405
T060402

T040120
T040140



NEW

Дистрибьютор в РФ:

ООО «Госпитальный консалтинг»
127473 г.Москва
ул. Краснопролетарская д.16, стр.3,
подъезд 8, офис 3/12 Телефон/факс
(495) 721 37 73
info@ch-ru.ru, www.ch-ru.ru

Head office:

8, rue du Corps Franc-Pommiès
65500 VIC en BIGORRE (France)
Tél (33) 5 62 96 88 38
Fax (33) 5 62 96 28 72

Manufactured by



Classe IIB

